


Instron® Professional Services | Kalibrierung von CEAST-Schmelzindexprüfgeräten und HDT-/Vicat-Prüfsystemen



Ob in der Fertigung, in der Forschung oder in der Qualitätssicherung, und unabhängig von der Branche, in der Ihr Unternehmen tätig ist – ob in der Verpackungsindustrie, im Automobilbau oder in der Luftfahrt – die Materialversorgung ist in jedem Fall ein entscheidender Faktor für die Qualität Ihres Endprodukts. Die vorbeugende Wartung und Kalibrierung Ihrer Schmelzindexprüfgeräte und HDT/Vicat-Prüfsysteme trägt zur Vermeidung potentieller Risiken aufgrund ungenauer Prüfergebnisse bei, die die Qualität Ihrer Produkte auf dem Markt negativ beeinflussen können.

Damit mit einem Materialprüfsystem präzise und wiederholbare Ergebnisse erzielt werden können, ist es wichtig, dass das System einwandfrei funktioniert und entsprechend den geltenden prüftechnischen Normen kalibriert wird.

Für den technischen Support an Produkten aus der CEAST-Baureihe steht Ihnen Instron Professional Services zur Verfügung – eine international ausgerichtete Serviceorganisation, die auch in Ihrer Nähe mit einer etablierten Infrastruktur und einem Team erfahrener Mitarbeiter einen hochwertigen Kundendienst bereitstellt.

Wartungs- und Kalibrierungsleistungen

Funktionskontrolle, Wartung und Einstellung entsprechend CEAST-Herstellerspezifikationen und Kalibrierung entsprechend ISO- und ASTM-Normen:

- Kalibrierung von CEAST-Schmelzindexprüfgeräten entsprechend ISO 1133-1 und ASTM D1238
- Normen für die Kalibrierung von CEAST HDT- und Vicat-(VST)-Prüfsystemen:
 - HDT entsprechend ISO 75 und ASTM D648
 - Vicat-Erweichungstemperatur (VST) entsprechend ISO 306 und ASTM D1525
- Durchführung der Kalibrierung durch einen von Instron geschulten Kalibriertechniker
- Ausstellung eines Kalibrierscheins mit Informationen zur Rückführbarkeit und Messunsicherheit

Kundendienst

Instron® verfügt über ein spezielles Kunststoff-Team, das gemeinsam mit Ihnen Lösungen für Ihre Anwendungen entwickelt und Ihnen hilft, sich an veränderte Bedingungen in Ihrem Labor anzupassen und neue Kundenanforderungen zu erfüllen. Instron bietet Ihnen die Möglichkeit des Abschlusses von jährlichen Kundendienstverträgen zur Unterstützung Ihres Prüflabors und Ihrer Prüfabläufe. Die Verträge beinhalten:

Schnelle und effiziente Unterstützung durch Ihr lokales Serviceteam mit den folgenden Vorteilen:

- Unbegrenzte telefonische Unterstützung
- Planmäßige Serviceeinsätze zur Kalibrierung und Wartung
- Vorrangige Behandlung bei Vorort-Einsätzen
- Einschluss von Lohnkosten bei Einsätzen zur Fehlerbeseitigung, falls gewünscht
- Vorrangige Behandlung bei Reparaturen vor Ort und im Werk
- Möglichkeit der Einsendung ins Herstellerwerk; kostenlose Einschätzung einer Aufnehmerreparatur und Reparaturkostenvoranschlag
- Nachlässe bei Ersatzteilen
- Austauschteile, sofern verfügbar
- Preisnachlässe bei Schulungen für Kunden mit Verträgen

Kundendienstverträge können mit Hilfe unseres Dienstleistungsspektrums individuell auf Ihre Kundendienstanforderungen und Bedürfnisse zugeschnitten werden. Wenden Sie sich an eine Niederlassung in Ihrer Nähe, wenn Sie mehr darüber erfahren wollen, wie wir Ihr Unternehmen am besten unterstützen können.



Consulting-
Leistungen



Installation



Schulung



Kalibrierung



Vorbeugende
Wartung



Technischer
Support



Standortwechsel



Upgrades



Reparaturen
& Ersatzteile



Ressourcen

Globaler Support in Ihrer Nähe

Instron® verfügt über eine globale Infrastruktur mit Ansprechpartnern auch in Ihrer Nähe und baut seine Position als führendes Unternehmen für mechanische Prüfsysteme kontinuierlich aus. Eine Niederlassung in Ihrer Nähe finden Sie unter go.instron.com/locations

www.instron.com



Weltweites Stammhaus
825 University Avenue, Norwood, MA 02062-2643 USA
Tel: +1 800 564 8378 oder +1 781 575 5000

European Headquarters
Coronation Road, High Wycombe, Bucks, HP12 3SY UK
Tel: +44 1494 464646

Instron ist eine eingetragene Marke der Illinois Tool Works Inc. (ITW). Andere Namen, Logos, Symbole und Marken, die hier zur Identifizierung von Instron-Produkten und Dienstleistungen verwendet werden, sind Marken der ITW und dürfen nicht ohne vorherige schriftliche Zustimmung der ITW verwendet werden. Alle weiteren hier genannten Produkt- und Firmennamen sind Marken oder Handelsnamen der jeweiligen Firmen. Copyright © 2014 Illinois Tool Works Inc. Alle Rechte vorbehalten. Änderungen der technischen Daten in diesem Dokument ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

CEASTMF&HDTVcatVerificationSevices_FlyerV1_DE