
システムの移転サービス

Instron プロフェッショナルサービス



インストロンは、試験機など、装置の移設に必要な一連のサービスを、リスクを軽減して提供しております。移設前校正から、立ち下げ、梱包、輸送、移設後校正まで、お客様の試験機をあらゆる段階で丁寧に扱うことを保証します。インストロンの専門的な移設サービスをご利用頂くことにより、ダウンタイムを最小限に抑え、業界規格に従いながら、安心して試験機を移設できます。

移設前校正：

システムの精度基準を確立し、リスクを軽減し、移動後の計測の信頼性を確保します。

移設前作業:

- アクセサリ・治具の取り外し
- クロスヘッドを輸送位置に設定
- 外部ケーブルの取り外し・結束
- 取り付け型タッチスクリーンPCの取り外し（該当する場合）
- 適切な持ち上げ方法のアドバイス

梱包・輸送：

•インストロンは、第三者の専門業者や運送業者とともに、梱包や出荷の調整を行うことができます。

移設後作業：

•システムの水平調整
•タッチスクリーンPCの再取り付け（該当する場合）
•ケーブルと固定具の再接続
•システムの起動とソフトウェアチェック

移設後校正：

ASTMおよびISO規格に基づき、万能試験機およびトランスデューサは、必ず移動後に精度検証を行う必要があります。ただし、携帯用途向けに設計されている場合は除きます。Instron万能材料試験機は、携帯可能ではないため、規格準拠と測定精度を維持するために校正が必要です。

IQOQ検証：

品質マネジメントシステムに従い、Instronは、お客様先で既存のIQOQの再検証を行うことや、必要に応じて新しいIQOQを実施することができます。

見積のご依頼

www.instron.com

インストロン ジャパン カンパニイ リミテッド
材料試験機部門 サービス部
〒216–0006　神奈川県川崎市宮前区宮前平1–8–9｜　電話番号: (044)853–8530
E–mail: servicesalesjapan@instron.com

インストロンは、イリノイ・ツール・ワークス社（ITW）の登録商標です。本書で参照されているインストロン製品およびサービスを識別するその他の名前、ロゴ、アイコン、マークはITWの商標であり、ITWの事前の書面による許可なく使用することはできません。記載されている他の製品および会社名は、それぞれの会社の商標または商号です。著作権 © 2025 イリノイ・ツール・ワークス社。全著作権所有。本書に記載されているすべての仕様は、予告なしに変更される場合があります。